



Leading in purity and variety

Vioron

Colorante Tissutale

Vioron è un colorante tissutale biocompatibile da utilizzare come ausilio nella chirurgia oculare. Vioron è una soluzione sterile e apirogena di Trypan Blue (Blu Tripano) per la quale non è stata riscontrata alcuna reazione infiammatoria.

Utilizzo

Vioron è stato concepito per interventi di chirurgia oculare nel segmento anteriore dell'occhio (ad esempio, cataratta) per evidenziare la capsula anteriore del cristallino. Grazie alla colorazione la capsula anteriore viene resa maggiormente visibile semplificando la capsuloressi e riducendo il rischio di rottura.

Composizione

1 ml di Vioron (concentrazione 0,06%) contiene:

- 0,6 mg di Trypan Blue (Chemical Abstract Service - CAS Nr. 72-57-1)
- Idrogeno fosfato disodico ($\text{Na}_2\text{HPO}_4 \times 2 \text{H}_2\text{O}$)
- Di-idrogeno fosfato di Sodio ($\text{NaH}_2\text{PO}_4 \times 2 \text{H}_2\text{O}$)
- Cloruro di Sodio (NaCl)
- Acqua per preparazioni iniettabile

Istruzioni d'uso

Vioron non richiede diluizione. Il contenuto della fiala di Vioron deve essere trasferito in una siringa adatta. Vioron in siringa è pronto per l'uso. Per evitare una diluizione della soluzione nell'umore acqueo è opportuno iniettare una bolla d'aria in camera anteriore prima di iniettare Vioron. Vioron viene iniettato in camera anteriore con l'ausilio di una cannula smussa. Dopo pochi secondi è possibile procedere alla rimozione della soluzione attraverso lavaggi.

Effetti collaterali

Vioron è perfettamente compatibile con l'occhio. Si raccomanda comunque di procedere alla rimozione del colorante mediante lavaggio. Vioron non deve essere utilizzato in pazienti che hanno manifestato ipersensibilità o reazioni allergiche nei confronti del Trypan Blue. Si sconsiglia l'impiego in bambini, donne in gravidanza e donne che desiderano a breve affrontare una gravidanza.

Controindicazioni

Non sono note controindicazioni se impiegato secondo le prescrizioni.

Avvertenze

Vioron non dovrebbe essere lasciato nell'occhio per un tempo superiore ai 30 minuti.





Leading in purity and variety

Sterilizzazione

A vapore in autoclave.

Confezionamento

Vioron è disponibile in fiale o siringhe pre-riempite sterili, singolarmente racchiuse in busta, contenenti 0,5 ml di soluzione. Ogni confezione contiene 5 pezzi.

Validità

2 anni dalla data del confezionamento.

Conservazione

A temperatura ambiente. Evitare l'esposizione alla luce e proteggere dal freddo. Evitare notevoli variazioni di pressione e di temperatura.

Presenza di lattice naturale o derivati

Latex Free.

Fabbricante

Fluoron GmbH – Germany

Distributore autorizzato

Alfa Instruments srl - Italia

Descrizione Prodotto	Codice Prodotto	Numero di registrazione Banca Dati DM
Vioron Vial - Confezione da 5 fiale da 0,5 ml	G-81001	1000188
Vioron Syringe - Confezione da 5 siringhe da 0,5 ml	G-81002	11000227

Dispositivo invasivo di tipo chirurgico - Classe IIa - Rif. 2.3 Regola 7 All. IX del D.L. 46/97
Classificazione Nazionale Dispositivi Medici CND - Codice Q02030201