



Lente per vitrectomia HD Disposable LenZ per Zeiss Resight®

La lente HD Disposable LenZ consente la visualizzazione del fondo oculare e della struttura del corpo vitreo e della retina durante gli interventi di chirurgia vitreoretinica.

È destinata unicamente all'impiego come accessorio del sistema di visione panoramica Zeiss Resight®.

Sempre pronta in una pratica confezione sterile.

Minimizza il rischio di infezione e contaminazione incrociata.

Elimina i tempi morti richiesti per la sterilizzazione.



- Ampio campo visivo con angolo di 130° ed eccellente risoluzione periferica
- Alta definizione ad elevato ingrandimento senza contatto
- Ridotta necessità di ricorrere ad indentazioni sclerali
- Eccellente profondità di campo per una migliorata stereopsi
- Ottimale visione durante gli scambi aria/fluido

Sterilizzazione

A ossido di etilene (EO).

Confezionamento

La lente HD Disposable LenZ è confezionata singolarmente in doppia busta sterile. Ogni confezione contiene 12 lenti.

Validità

3 anni dalla data del confezionamento.

Conservazione

A temperatura ambiente. Evitare l'esposizione alla luce e proteggere dal gelo.

Presenza di lattice naturale o derivati

Latex Free.

Dimensioni

18,3 x 38,1 x 24,6 mm (l x p x h)



Peso

2,4 g

Fabbricante

Oculus GmbH – Germany

Distributore autorizzato

Alfa Instruments srl

Descrizione prodotto	Codice Prodotto	Numero di registrazione Banca Dati DM
Lente per vitrectomia sterile monouso HD Disposable LenZ – Confezione da 12 pezzi	54416	1720110/R

Dispositivo non invasivo - Classe Is - Rif. 1.1 Regola 1 All. IX del D.L. 46/97

Classificazione Nazionale Dispositivi Medici CND : Codice Z12129099