

Densiron® 68

"Più pesante dell'acqua" endotamponante con caratteristiche eccezionali

EP 0859751, US 6,626,126 B1

Qualità
comprovata



Valore della densità di 1.06 g/cm³ per tamponare efficientemente la retina inferiore

Mix fisico in purezza di 2 liquidi impiantabili selezionati e certificati-CE (F6H8® and Siluron® 5000)

Viscosità nel range medio di 1400 mPas

Endotamponante di facile applicazione e rimozione

Elevata stabilità di conservazione anche a basse temperature (senza separazione di fase fino a 2°C)

Affidabile ed efficace nelle applicazioni cliniche da oltre 10 anni

G-80910 Densiron® 68 fiala
10 ml fiala, sterile

G-80920 Densiron® 68 siringa
10 ml siringa, sterile